

Tegaderm™ 6x7 cm

Codes :

Reference: 1624W

**Description :**

Pansement transparent adhésif stérile semi-perméable.

Indications : fixation des cathéters centraux et périphériques, prévention des escarres, recouvrement des plaies

superficielles peu exsudatives, pansement secondaire. Support en polyuréthane. Facile à poser grâce à son cadre.

Imperméable aux bactéries et à l'eau, perméable à l'air. 6 x 7 cm. La boîte de 100. (Autres dimensions disponibles).