

Ote-agraphe pour agrafeuse cutanée usage unique Precise™

Codes :

Reference: SR1

**Description :**

Ote-agrafe pour agrafes en acier inoxydable.

L'ôte-agrafe jetable précis enlève facilement les agrafes en suivant la même direction que celle de l'implantation, ce qui rend le retrait simple et peu douloureux.

Retire toutes les marques d'agrafes chirurgicales pour une utilisation polyvalente.

Le retrait rapide et simple offre un gain de temps.

Le retrait des agrafes se fait en plaçant les extrémités de l'ôte-agrafe sous chaque agrafe pour une efficacité accrue.

Pince Ôte-agrafe à usage unique 3M™ Precise™, type pince, SR-1