

Classic II pédiatrique, simple tubulure

Codes :

Reference: ST2122F

**Description :**

Double pavillon, simple tubulure. 1 membrane double fréquence.
Deux modes d'auscultation : double pavillon ou membrane double fréquence.
Divers coloris disponibles.
Version pédiatrique & nouveau né.
Garantie : 3 ans.
Stéthoscopes double pavillon, pédiatriques & nouveau-nés

LA LYRE : Alliage très léger (utilisé en aéronautique)

LA TUBULURE : Longueur totale: 71 cm

Polychlorure de vinyle

LES EMBOUTS AURICULAIRES : Etanches et clipsés

Silicone; hypoallergéniques

Embouts en supplément :

1 paire dure

LES COULEURS DISPONIBLES Rainbow ST2153RA

ET LEUR CODE COMMANDE : Noir ST2113N

Rouge framboise ST2122F

Rouge ST2113R

Bleu caraïbes ST2119C

Orange ST2155O

Rose ST2115R

DUREE DE LA GARANTIE : 3 ans

FABRICATION : Etats-Unis (usine certifiée ISO 9002)

DIMENSION DE L'EMBALLAGE : Longueur : 32,3 cm

Largeur : 16,2 cm
Hauteur : 4,2 cm
POIDS TOTAL DU STETHOSCOPE: 90-105 grammes
LA TÊTE :
Acier inoxydable
Double pavillon
Diamètres: 36 et 26 mm
Membrane traditionnelle en silicone
Bagues anti-froid en PVC