

Lightweight II Bordeaux SE Littmann®

Codes :

Reference: ST2451B

**Description :**

Stéthoscope infirmier, idéal pour la prise de tension. Double pavillon, membrane double fréquence, simple tubulure.

Cloche décalée pour faciliter la prise de tension avec manchette. Coloris : lilas, rose, bleu Caraïbes, noir, bordeaux, bleu ciel.

Garantie : 2 ans.

Cloche décalée.

Tubulure à simple conduit qui se plie aisément pour tenir dans une poche.

Stéthoscope infirmier 3M™ Littmann® Lightweight II S.E.