

3100 Littmann® Bleu marine

Codes :

Reference: ST3100BM

**Description :**

Stéthoscope électronique sans latex avec une technologie de réduction des bruits ambiants.

Ecran digital LCD rétro éclairé avec indicateur de fréquence cardiaque.

Amplification jusqu'à 24 fois supérieure.

Le pavillon s'adapte aux nourrissons, enfants et adultes.

Ergonomique, toutes les commandes au bout des doigts.

Coloris : noir, bleu marine, prune, bordeaux, vert anglais.

Garantie : 2 ans