

Stéthoscope 3200 Littmann® Noir

**Codes :**

Reference: ST3200N

Description :

Stéthoscope électronique sans latex.
Amplification jusqu'à 24 fois supérieure.
Technologie de réduction jusqu'à 85 % des bruits ambiants et des bruits de frottements.
Ecran LCD rétro éclairé.
Enregistrement dans la mémoire interne du stéthoscope.
Technologie Bluetooth®.
Compatible Mac®.
Analyse des données recueillies avec le logiciel Zargis StethAssist® fourni.
Coloris : noir, bordeaux, bleu marine.
Garantie : 2 ans.
Noir. Vendu sans l'ordinateur