

Jersey tubulaire en coton 2,5cmx23m

Codes :

Reference: 081286210

**Description :**

Jersey tubulaire 100% coton Roylan à utiliser sous une orthèse ou un plâtre.

Dimension : 2.5cm x 23m

Manchon de haute qualité 100% coton qui absorbe la transpiration et réduit l'irritation de la peau
Ce bandage peut s'étirer jusqu'à 3 fois sa taille initiale
Disponible en tailles pédiatriques
En rouleau

Dim. : 2,5cm x 23m