

# Pèse personne petite colonne EBEN M.L. Classe III standard

**Codes :**

Reference: H151008

**Description :**

Pèse-personne petite colonne garantie 2 ans

Pour allier confort et précision

La gamme pèse personne électronique "healthweigh" est équipée du système innovant de compensation de mouvement, idéal pour les patients agités. La plate forme de pesage en aluminium renforcé est recouverte d'une surface antidérapante, facile à désinfecter. Son large plateau facilitera l'accès à toute personne à mobilité réduite.

Homologuée en métrologie légale classe III. Dispositif médical selon la directive 93/42/CEE

Les + produit :

- Compact et stable
- Poignée intégrée au dos de l'indicateur
- Une stabilité exemplaire grâce à ses pieds réglables en hauteur

**CARACTÉRISTIQUES :**

Capacité : 250 Kg

Précision : 100 g

Poids : 7,5 Kg

Dimensions réelles : plateau : L 372 X 372 X 80 / hors tout (en mm) : L 372 X P 570 X H 320.

Technologie de compensation de mouvement (détermine le poids malgré les mouvements du patient)

Port RS 232 pour transmission de données numériques sur pc et imprimante (RJ 45)

Plateau de pesage en aluminium

Alimentation piles/secteur

---

Affichage LCD rétro éclairé

FONCTIONS :

on/off et remise à zéro

Hold : poids gelé sur l'afficheur

Extinction automatique (de 0 à 9 minutes)

Print : permet de lancer l'impression ticket (si option imprimante)

B.M.I : Calcul de l'indice de masse corporelle

Eben standard