


EDEN M.L. Classe III standard

Codes :

Reference: H151006



Description :

Chaque pèse personne de notre gamme est équipé d'un système de compensation de mouvements, idéal pour les personnes ayant une mobilité réduite. Son large plateau facilitera la mise en position de tous vos patients. La poignée au dos de l'indicateur permet un transport aisé. Les roulettes faciliteront ce déplacement sans effort.

EDEN Poids : 8,5 kg.

Dimensions réelles : Plateau : L 372 X P 372 X H 80 / hors tout (en mm) : L 372 X P 570 X H 1235.

Capacité : 250 kg

Graduation : 100 g.

Alimentation : piles alcalines + secteur (fournis).

Garantie : 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES :

2 roulettes arrières

Système de compensation de mouvements.

Large plateau 372 x 372 mm.

Indicateur incliné pour une meilleure lecture.

Poignée de transport au dos de l'indicateur.

Plateau anti-dérapant, pieds réglables.

Extinction automatique de l'indicateur.

Déplacement aisé grâce à ses deux roulettes.

Indicateur à la hauteur des yeux.

Poignée de transport intégrée à la colonne.

Pieds réglables.

Plateau antidérapant.

FONCTIONS :

On/Off , Tare, IMC.

Poids gelé : reste affiché pour une meilleure lecture.

Compensateur de mouvements.

Extinction automatique et manuelle.

Alimentation : Piles alcalines ou secteur (piles et bloc secteur fournis).

Conforme aux directives Européennes CE.