

Divan 777 77 d'examen électrique

Codes :

Reference: 77777



Description :

Divan d'examen électrique à commande périphérique 777 77 Carina

Sellerie revêtement lavable non feu M1.

Différents coloris : classique en standard ou Urban en option.

4 roulettes escamotables.

Vérin électrique 6000 N pour actionner la hauteur.

2 vérins à gaz 400 N pour actionner
le grand dossier.

Commande périphérique.

Equipé d'un porte-rouleau.

Dim. : L. 200 x l. 60.

H. réglable de 50 à 99 cm.

Poids max. : 150 kg.

Divan d'examen électrique à commande périphérique 777 77 Carina