

Divan 326 Nouvelle sellerie tendue Divan largeur 60 cm Existe en 70 cm

Codes :

Reference: 32604T

**Description :**

Sellerie sans coutures apparentes, largeur 60 cm (existe en 70 cm). Hauteur variable électrique de 55 cm à 85 cm.

Divan d'examen électrique 326 04T Carina

Sellerie sans coutures apparentes, confortable sur mousse d'épaisseur 8 cm.

Différents coloris : classique en standard ou Urban en option.

Tête réglable par vérin à gaz.

Dim. : L. 192 cm x l. 60 ou 70 cm (en option).

H. réglable de : 55 à 85 cm.

Equippé d'un porte-rouleau.

Plusieurs options disponibles.

Poids max. : 130 kg.

Nouvelle sellerie tendue.

Divan largeur 60 cm.