

Divan d'examen électrique bariatrique Ovalia Max

Codes :

Reference: OVALIAMAX

**Description :**

Divan d'examen électrique bariatrique Ovalia Max Carina
Sellerie sans coutures apparentes, revêtement non feu M1.
Réglage du dossier par vérin électrique.
Hauteur variable électrique.
Télécommande manuelle.
4 roulettes escamotables pour un déplacement de la table à vide.
Dim. : L. 200 x l. 90.
H. réglable de 50 à 90 cm.
Option : télécommande par pédale.
Poids max. : 380 kg.