


Polycushion 3,2mm 61x46cm (x4)

**Codes :**

Reference: 081263565

Description :

Ce rembourrage Polycushion Roylan permet de doubler les orthèses thermoformables.

Le lot de 4 feuilles.

Dimensions

61cm x 45cm

Epaisseur

3,2 mm

Rembourrage doux

Permet de doubler les orthèses thermoformables

S'utilise pour les applications générales de rembourrage et les patients hypersensibles à la chaleur ou à la pression

Mousse à cellules ouvertes

S'applique sur les matières thermoformables avant immersion dans l'eau

Auto-adhésif

Se coupe facilement aux ciseaux

Lavable

Dim. (L x l) : 61cm x 45cm

Ép. : 3,2mm

Condit. : 4 feuilles