

Table de kinésithérapie 777 03

Codes :

Reference: 77703



Description :

Sellerie épaisseur 7 cm. Différents coloris au choix.

Trou visage avec bouchon.

Equipée de 4 roulettes
escamotables automatiques.

Commande par barre périphérique.

Tête réglable par vérin
à gaz : proclive / déclive.

Dim. : L. 210 x l. 60.

H. réglable de : 50 à 90 cm.

Poids max. : 150 kg.

Coloris de piètement uniquement
en gris clair (CAR7035).

Table de kinésithérapie à hauteur variable 2 plans 777 03 Carina