

Electrostimulateur Tens Cefar Primo Pro

Codes :

Reference: 111125

**Description :**

Ecran large et rétro éclairé. 2 canaux indépendants. 5 modes de stimulation. 7 programmes prédéfinis. 3 programmes libres. Livré avec : 2 câbles bipolaires, 2 paires d'électrodes, 2 piles 1,5 V, 1 housse de transport, 1 tour de cou et 1 clip ceinture. Dim. : 120 x 50 x 30 mm. Poids : 180 g. Garantie : 2 ans. CE 0413.