


Kushionflex 1,3mmx46x61cm

**Codes :**

Reference: 081275858

Description :

Ce rembourrage Kushionflex Rolyan s'applique sur les matières thermoformables avant immersion dans l'eau chaude.

- Rembourrage ferme - résiste à l'écrasement
- Mousse à cellules fermées
- Feuille auto-adhésive
- Se découpe facilement
- Lavable

Dimensions

61cm x 45cm

Epaisseur

13mm

Dim. (L x l) : 61cm x 45cm

Ép. : 13mm

Condit. : 1 feuille

