

Cefar Peristim Pro

Codes :

Reference: 111231



Description :

Prise en charge de l'incontinence d'effort, instabilité vésicale et incontinence mixte. Progression par niveau en temps de travail/temps de repos. 2 canaux indépendants. 2 modes de stimulation. 9 programmes prédéfinis, 3 programmes libres.

Écran digital rétro-éclairé. Livré avec : 1 sonde vaginale Saint Coud Plus, 2 câbles bipolaires, 1 guide clinique et 1 housse de transport.

Garantie : 2 ans. CE 0413.