

## Ultrason Intellect® Mobile

### Codes :

Reference: 2776



### Description :

#### ULTRASON INTELECT MOBILE

**665.83 HT\* OFFRES VALABLES JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2018** Fréquence d'1 à 3 MHz :  
changement possible en cours de séance.

Traitement continu ou pulsé (10%, 20%, 50% et 100%).

Intervention libre sur tous les paramètres sans arrêter la séance.

Cycles de fonctionnement variables de 16 Hz, 48 Hz et 100 Hz.

Les indications cliniques fournissent les protocoles et les paramètres des plus appropriés en fonction des pathologies rencontrées (tendinite aiguë ou chronique, claquage, arthrose, cicatrices adhésions...).

10 plages programmables.

Conception légère, avec option d'alimentation par batterie et sac de transport portable conçu sur mesure pour faciliter les déplacements.

Une conception innovante permet de l'utiliser sur un guéridon, une table, un mur ou de manière mobile.

Têtes bi-fréquences totalement immergeables de conception ergonomique dans les tailles 1 cm<sup>2</sup>, 2 cm<sup>2</sup>, 5 cm<sup>2</sup> et 10 cm<sup>2</sup>.

Toutes les têtes sonores sont interchangeables grâce à la reconnaissance automatique (Electronic Signature™).

Fonction de chauffage des têtes.

Contrôle visuel et sonore de contact avec possibilité de décompte en temps effectif de traitement.

Garantie de 3 ans.

**OFFRES VALABLES JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2018**