

Coussinets en gel 5x15,24cm (x3)

Codes :

Reference: 091130863



Description :

Les feuilles Silipos en gel soulagent la pression et la friction. Elles s'appliquent sur les matériaux thermoformables ou s'utilisent comme doublure d'orthèses, de prothèses, etc.

Le paquet de 3 rembourrages.

Le soulagement de la pression par le rembourrage est également recommandé pour apporter un confort supplémentaire aux fauteuils roulants, et il est parfait pour utiliser avec un rembourrage très léger. Il protège des chocs et des vibrations. Il se conforme à tous les contours du corps, en éliminant l'abrasion de manière efficace, les cisaillements et les frictions.

Rembourrages identiques à ceux que l'on trouve dans un manchon carpien mais auto-adhésifs sur l'envers

Peuvent être positionnés dans les attelles et les manchons

Dimesions

15,24cm x 5cm

Dim. (L x l) : 15,24cm x 5cm

Condit. : Paquet de 3 rembourrages

