

Écouvillons à bâtonnets bois 15cm x100 pièces

Codes :

Reference: 2510800

**Description :**

Bâtonnets écouvillons.

Tige en bois 15 cm. Embout coton de 15 mm. Le sachet de 100 pièces.

UTILISATION

Dispositif médical utilisé lors des interventions nécessitant le support d'un liquide ou pas.

MODE D'EMPLOI

Prendre une tige et l'imbiber du produit. Après utilisation le jeter dans un récipient de produits contaminés médicaux. Dispositif à usage unique. Peut être utilisé à sec pour les prélèvements ou les frottements.

PRÉCAUTION D'EMPLOI /AVERTISSEMENT USAGE UNIQUE

S'assurer que le bâtonnet est bien propre et sec.

Recyclage : Non

Récupération : Dans les bacs de déchets spéciaux contaminés hospitaliers ou médicaux si contact avec corps humain.

Écouvillons à bâtonnets bois 15cm x100 pièces

