

Lampe d'examen Visiano LED 20 plafond

Codes :

Reference: D15450000

**Description :**

Technologie LED.
Rendement lumineux : 60 000 Lux / 1.0 m.
Température de couleur : 3500 K, 4500 K.
Diamètre du champ éclairé : 190 mm.
2 couleurs de température.
4 niveaux de gradation en continu.
Revêtement anti microbien.
Rotation en continu de la tête (axe pivotant de 360°).
Fabrication suisse.
Garantie : 2 ans (sauf sources lumineuses).

20-2 C T1. Version plafond. Bras articulé.