

Oxywatch

Codes :

Reference: 200000

**Description :**

Oxymètre de pouls permettant de mesurer la SpO2 et les fréquences pulsatiles.

Affichage numérique.

Graphe à barres lumineuses indiquant l'intensité et la régularité du pouls.

SpO2 : 35 à 99 % +/- 1 %. BPM : 30 à 240 +/- 1 BPM.

Fonctionne avec 2 piles livrées AAA 1,5 V Alcalines. Autonomie 30 heures

Poids 50 g piles incluses.

Livré avec un cordon.

Garantie : 1 an