

Chaise d'escalier DMT PS 120

Codes :

Reference: 359359

**Description :**

Se plie pour un rangement facile. Destinée aux ambulances. Dim. dépliée : H. 99 x l. 50,5 x p. 46,5 cm. Dim. pliée : H. 57 x l. 50,5 x p. 15 cm.

Structure acier recouverte d'époxy, toile vinyle déhoussable.

Dispose de 2 roues et 2 poignées. Charge maximale. :160 kg.

Livrée avec 2 sangles patient.