

Sac O2 ZIP YKK® en cordura

Codes :

Reference: 290200

**Description :**

Bleu avec bandes rétro réfléchissantes jaunes.

Fermeture à glissière type YKK.

Toile de bâche 1000 D (polyester).

Dim. : 70 x 35 x 27 cm.

Poids à vide : 3,2 kg.

Fourreau polypropylène pour bouteille d'oxygène de 5 litres.

Fond renforcé avec 4 coins de renfort, imperméable et interchangeable.

Portage au dos.