

## Cardi-3 Colson

### Codes :

Reference: CC6383000



### Description :

Multipistes. Format 2/3/4 pistes.  
Ecran de contrôle 3/6/12 dérivations.  
Mode manuel et automatique avec calcul des paramètres et aide au diagnostic.  
Imprimante thermique. Filtres parasites.  
Alimentation secteur et batterie rechargeable.  
Indicateur de niveau de charge des batteries.  
Livré complet avec accessoires et sacoché de transport.  
Garantie : 1 an.