

Dépresso-massage TV10

Codes :

Reference: TV10

**Description :**

L'appareil de Vacuothérapie TV10 est un appareil de dépresso-massage professionnel permettant d'effectuer des traitements allant de la profondeur vers la surface grâce à des têtes d'aspiration et des ventouses transparentes.

Le TV10 agit notamment sur les cicatrices, la cellulite, les lésions et s'utilise en rhumatologie, traumatologie, chirurgie ou encore kiné du sport.

Mode de régulation de la pression : manuel, en fonction des besoins

Durées ajustables : de 20 à 45 mn en fonction du type de séance et de la nature de la peau à traiter

Modes d'utilisation :

Vacuodermie glissée

Vacuodermie stationnaire

Vacuodermie drainante

Vacuodermie à pression constante

Fiche technique :

Dimensions 40 x 31 x 10 cm

Poids 6.5 kg

Pression Réglable de -50 à 900 mB

Intensité sonore 43 > 46 dB

Tension 240 V / 50 Hz

Puissance 65 W

