

Pressodermie® TP03 Drain Confort

Codes :

Reference: PACKTP03



Description :

La Pressothérapie semi-professionnel Drain'Confort TP03 EUREDUC, est un appareil de pressothérapie portable pour les particuliers. Utilisé pour la récupération musculaire des sportifs ou pour le traitement de différentes pathologies, il permet d'agir de soulager les sensations de jambes lourdes, les oedèmes-lymphoedèmes-phlèboedèmes, etc.. Réduction de la moitié du temps de récupération musculaire pour les sportifs

Issu de la recherche médicale, la Pressothérapie Drain'Confort TP03 opère un massage par le gonflage pneumatiques des bottes ou du manchon selon la partie du corps à traiter. La circulation du sang et de la lymphe est ainsi activée, mieux diffusés, la partie traitée s'oxygène plus vite et véhiculent avec plus de facilité les toxines. Les impuretés sont ainsi drainées et éliminées.

Utilisation « Home Care », 3 compartiments.

Double Gradient de Pression Automatique (DGPA).

Pré-programmation usine.

Accessoires : bottes standard et valisette.

Garantie : 1 an.

Option : hanchières, manchettes et sur-mesure.