

Doppler Sonotrax Vascular lite Edan

Codes :

Reference: EDA004

**Description :**

Doppler Ultrasonique avec sonde étanche interchangeable 8 MHz.

Peut s'utiliser en Fœtal.

Détection et identification de la sonde utilisée.

Haut parleur intégré, sortie pour écouteurs externes.

Indicateur de batterie faible.

Autonomie : 18 h environ en continu.

Fourni avec trousse de transport et 2 piles AA.

Validation clinique.

Garantie : 2 ans.