

## EDAN H100B

### Codes :

Reference: EDA001



### Description :

Mesure de la SpO2 et du rythme cardiaque.  
Affichage graphique et numérique avec tracé historique.  
Mémoire : jusqu'à 100 patients et jusqu'à 300 heures.  
Mode adulte et néonatal avec configuration de plusieurs alarmes.  
Compatible avec un capteur Nellcor.  
Fourni avec un capteur adulte et une pochette protectrice.  
Validation clinique et agrément Médical CE.  
Garantie : 2 ans