

Table bi-plans

Codes :

Reference: FGT3010



Description :

Table de traitement à hauteur variable 2 plans Genin

Sellerie à bords tendus, mousse confort 4 cm, revêtement non feu M1.

Coloris : Amazone (vert), Rhône (bleu), Charbon (noir).

Dossier proclive réglable par vérin à gaz.

Dim. : L. 200 x l. 60 x H. variable électrique de 47 à 89 cm.

Options : trou visage, barres périphériques, roulettes escamotables, largeur : 70 cm.

Poids max. : 150 kg.

Fabrication française.