

Tensiomètre GP Gamma adulte

Codes :

Reference: M00009242



Description :

Léger, compact et maniable. Sans latex. Droitier ou gaucher. Précision et fiabilité exceptionnelles. Valve presse-bouton innovante. Boîtier en ABS. Garantie : 5 ans.

Avantages

Antichoc.

Sans latex.

Boîtier résistant.

Avec valve bouton pression innovante.

5 ans de garantie.

Descriptif

Le tensiomètre **GAMMA GP** est le modèle standard de **Heine**.

Le système exclusif de distribution de pression confère une montée en pression douce et sûre et assure une grande longévité au manomètre.

Boîtier en plastique résistant avec un revêtement antidérapant absorbant les chocs.

Cuillère réglable en thermoplastique pour utilisation de la main droite ou de la main gauche.

Système de régulation de pression.

Manomètre protégé des surpressions.

Longévité et fiabilité, le micro filtre protège la valve et le manomètre.

Cadran grand diamètre, facile à lire noir sur blanc 56 mm Ø.

Aiguille de grande qualité, calibrage précis, résistante et antichoc.

Grande poire de gonflage, 50 % de volume en plus pour le gonflage rapide du brassard.

Valve d'échappement d'air exclusive permet un réglage précis et fiable de l'échappement, décompression rapide, grande longévité.

Une butée en caoutchouc évite le blocage de la valve.

Composition et accessoire

Composition : Avec un étui à fermeture éclair.
Brassard : 1 brassard.

Caractéristiques

Taille : Adulte.

Matériau : Aluminium/Plastique.

Norme et garantie

Garantie : 5 ans.

Modèle commercial

GAMMA GP.

Marque

Heine.