

Tensiomètre G5 Gamma enfant

Codes :

Reference: M00009231



Description :

Léger, antichoc, compact et maniable. Sans latex. Droitier ou gaucher. Précision et fiabilité exceptionnelles. Boîtier moulé en 2 composants thermoplastiques. Garantie : 5 ans.

Avantages

- Antichoc.
- Sans latex.
- Boîtier résistant.
- 5 ans de garantie.

Descriptif

Le tensiomètre **GAMMA G5** est le modèle standard de **Heine**.
Boîtier en plastique résistant avec un revêtement antidérapant absorbant les chocs.
Cuillère réglable en thermoplastique pour utilisation de la main droite ou de la main gauche.
Système de régulation de pression.
Manomètre protège des surpressions.
Longévité et fiabilité, le micro filtre protège la valve et le manomètre.
Cadran grand diamètre, facile à lire noir sur blanc 56 mm Ø.
Aiguille de grande qualité, calibrage précis, résistante et antichoc.
Grande poire de gonflage, 50 % de volume en plus pour le gonflage rapide du brassard.
Valve d'échappement d'air exclusive permet un réglage précis et fiable de l'échappement, décompression rapide, grande longévité.
Une butée en caoutchouc évite le blocage de la valve.

Composition et accessoire

Composition :

Avec un étui à fermeture éclair.
Brassard : 1 brassard.

Caractéristiques Taille : Enfant.

Matériau : Aluminium/Plastique.

Norme et garantie : Garantie 5 ans.

Modèle commercial : GAMMA G5.

Marque : Heine.