

Gamma G7 enfant

Codes :

Reference: M00009233



Description :

Classique à simple tubulure, robuste et fiable. Sans latex. Boîtier en aluminium. Microfiltre intégré. Soupape à vis moletée haute précision. Droitier ou gaucher. Bague de protection. Protection contre les surpressions. Garantie : 10 ans.

Avantages

- Antichoc.
- Sans latex.
- Boîtier alliage en aluminium.
- 10 ans de garantie.
- Design ergonomique.

Descriptif

Le tensiomètre **GAMMA G7** est le fleuron de la gamme en alliage d'aluminium.
Système de régulation de pression.
Manomètre protège des surpressions.
Longévité et fiabilité, le micro filtre protège la valve et le manomètre.
Cadran grand diamètre, facile à lire noir sur blanc 56 mm Ø.
Aiguille de grande qualité, calibrage précis, résistante et antichoc.
Grande poire de gonflage, 50 % de volume en plus pour le gonflage rapide du brassard.
Valve d'échappement d'air exclusive permet un réglage précis et fiable de l'échappement, décompression rapide, grande longévité.
Une butée en caoutchouc évite le blocage de la valve.

Dessus du boîtier en alliage d'aluminium avec une bague absorbant les chocs pour protéger l'aiguille et le verre.

Dessous du boîtier en plastique résistant avec un revêtement antidérapant absorbant les chocs.

Cuillère réglable en alliage léger pour utilisation de la main droite ou de la main gauche.

Brassard monotube de grande qualité, avec fermeture velcro, lavable.

Le **GAMMA G7** est le compromis parfait entre le confort et la facilité d'utilisation.

Composition et accessoire :

Composition : Avec un étui à fermeture éclair.

Brassard : 1 brassard.

Caractéristiques :

Taille : Enfant.

Matériau : Aluminium/Plastique.

Norme et garantie : Garantie :10 ans.

Modèle commercial : GAMMA G7.

Marque : Heine.