

Tensiomètre XXL modèle sur pied à roulettes

Codes :

Reference: M00009326



Description :

Tensiomètre grand écran, spécialement conçu pour les hôpitaux et les cabinets médicaux.

Tête orientable et inclinée. Sans latex.

Garantie : 10 ans.

Garantie : 2 ans (brassard, poire et poche).

Avantages

Modèle professionnel polyvalent.

Grand cadran.

Sans latex.

10 ans de garantie.

Descriptif

Comme le tensiomètre à grand cadran **GAMMA XXL LF-S** ne contient pas de mercure, il est à la fois sans risque et écologique.

Construction robuste en polycarbonate pour résister aux sollicitations les plus exigeantes en cabinet ou à l'hôpital.

Cadran de grande dimension (Ø 130 mm) orientable pour une lecture facile, sous n'importe quel angle.

Aiguille précise de haute qualité pour une indication exacte, stable et juste.

Valve de précision en métal facile à doser.
Tube de gonflage spiralé (3 mètres) donnant une plus grande distance de travail.
Valve d'échappement d'air de précision.

Caractéristiques

Modèle : Sur pied à roulettes.

Coloris :Blanc.

Matériau : Polycarbonate.

Norme et garantie

Garantie :10 ans.

Modèle commercial :GAMMA XXL LF-S.

Gamme commerciale: Gamma.

Marque :Heine.