

Spéculums UU boîte de 1000 diam. 4 mm (adulte)

Codes :

Reference: B00011127

**Description :**

Spéculums UU boîte de 1000 diam. 4 mm pour distributeur de spéculums.

Pour Otoscopes BETA400, BETA200, K180, mini3000 F.O. et mini3000.

Carton avec 1000 pièces, Ø 4.0 mm.

Utiliser des spéculums pour otoscopes HEINE pour un maintien particulièrement plus ferme, une meilleure transmission de la lumière et une meilleure hygiène. Qualité contrôlée. Pas de surfaces anguleuses.

Usage unique.