

Otoscope K 180 F.O. XHL BETA poignée à piles – 1 jeu de 4 spéculums réutilisable – étui souple

Codes :

Reference: B18110118

**Description :**

Garantie 5 ans (sauf ampoules, batteries rechargeables et produits à usage unique).

Descriptif

Trousse de diagnostic complète O.R.L. **Heine** avec une tête d'otoscope K 180 F.O.
1 jeu de 4 spéculums réutilisables (B-000.11.111).
Etui souple.

Composition et accessoire

Composition : Poignée : Poignée à piles BETA.

Caractéristiques

Eclairage : Ampoule halogène xénon XHL.
Fibres optiques : Eclairage par fibres optiques.
Tension : 2,5 V.
Grossissement : Otoscope : 3x.

Modèle commercial

Otoscope :K 180 F.O.

Marque : Heine.