

Otoscope - Mini 3000 à piles éclairage direct XHL - 5 spéculums AllSpec + 4 réutilisables

Codes :

Reference: D00170220

**Description :**

Le Pack Otoscope mini 3000 comprend :

- Otoscope de poche moderne.
- Grossissement de 3x.
- S'éteint automatiquement.
- 20.000 cycles marche / arrêt garantis.
- 4 spéculums réutilisables
- 5 spéculums à usage unique AllSpec dans chaque diamètre (2,5 mm et 4 mm).
- Poignée : Poignée à piles Mini 3000.
- Ampoule halogène xénon XHL. Tension : 2,5 V.
- Grossissement 3x.
- Avec piles (fournies).
- Compacte.
- Polycarbonate. Fenêtre d'observation : Acrylique.
- Mini 3000. Heine.

Otoscope de poche moderne avec un design unique et compact. Uniquement combinable avec le système de poignée mini3000. Livrable en noir ou bleu. Intérieur noir mat. Elimine les reflets. Technologie XHL Xénon Halogène, qui apporte 100 % de lumière en plus comparée avec les ampoules classiques. Lumière concentrée, blanche, très claire pour une illumination optimale. Poignée et tête indépendantes. Utilisation simple, poignée combinable avec l'ensemble de la

gamme mini3000. Fenêtre d'observation avec un grossissement de 3 fois et surface du boîtier optimisée pour des images des plus précises et des reflets minimisés. Fenêtre d'observation intégrée mais pouvant pivoter sur le côté. Optimal pour intervention avec grossissement. Clip de fixation avec interrupteur intégré. Bonne prise en main de l'instrument. S'éteint automatiquement quand on le remet en poche. 20.000 cycles marche / arrêt garantis. Poignée de haute qualité : Finition chromée / plastique inégalable. Résistant aux chocs, robuste, anti-dérapant. Piles de rechange. Type AA, ou batterie rechargeable avec chargeur mini NT en option

Poignée rechargeable optionnelle
Otoscope de poche moderne
S'éteint automatiquement

Sets Otoscope - Mini 3000 à piles éclairage direct XHL - 5 spéculums AllSpec + 4 réutilisables