


Lames à usage unique Miller n° 1

Codes :

Reference: F00022772

**Description :**

Le lot de 25 lames. Emballage individuel en carton distributeur.

La lame de laryngoscope HEINE à usage unique correspond dans sa forme et ses dimensions à la lame HEINE Classic+, qui est aujourd'hui la lame à fibres optiques intégrées la plus utilisée au monde.

La lame à usage unique XP évite surtout l'infection transmise d'un patient à l'autre. Hygiéniques et sûres. Transmission de lumière optimale par transducteur de grande taille.

Lumière très brillante grâce à l'éclairage LED HEINE 2,5 V ou 3,5 V du boîtier de laryngoscope. Forme parfaitement étudiée des lames : Simplifie l'intubation. Risque de blessure réduit grâce aux bords soigneusement arrondis.

Rigidité de torsion extrême, pratiquement incassable. Les lames ne gèlent pas et ne collent pas à la langue en cas de basse température. S'adapte sur toutes les poignées F.O. standard selon la norme ISO 7376 (norme verte).

Configurations : Mac 1 Mac 2 Mac 3 Mac 4

XP Mac 1: 90 mm longueur totale, 9 mm largeur à l'extrémité distale

XP Mac 2: 114 mm longueur totale, 10 mm largeur à l'extrémité distale.

XP Mac 3: 134 mm longueur totale, 14 mm largeur à l'extrémité distale.

XP Mac 4: 154 mm longueur totale, 14mm largeur à l'extrémité distale.

Illumination forte

Résistantes à la torsion
Hygiéniques et sûres

Le lot de 25 lames. Emballage individuel en carton distributeur.

Lames de laryngoscope à usage unique HEINE® XP Macintosh.