

Dermatoscope mini3000® à LED embout contact gradué

Codes :

Reference: D00878109

**Description :**

Sans entretien, luminosité constante tout au long de la durée de vie.

Température de couleur : 4 000° Kelvins.

Indice de rendu des couleurs > 95.

Optique achromatique de haute qualité neutre au niveau des couleurs.

Grossissement : x 10.

Autonomie : jusqu'à 10 heures.

Par défaut le coloris livré est noir, autres coloris nous contacter.

Garantie : 5 ans

Avec embout de contact avec graduation, poignée à piles mini3000® et huile de dermatoscopie (10ml), avec piles.