

Ophtalmoscope Mini 3000 LED Poignée à piles

Codes :

Reference: D00871120N



Description :

Ophtalmoscope Mini 3000 LED avec éclairage LED

Gestion thermique des LEDs pour une luminosité constante tout au long de la durée de vie.

Température de couleur de 4 000 K, indice de rendu des couleurs (IRC) 95 sur une échelle de 100, spécialement pour les tons rouges (R9) 90

Indicateur de performance, l'instrument s'allume à l'intensité lumineuse maximale.

Fonction de diminution progressive de la luminosité signale que les batteries devront bientôt être échangées ou rechargées.

Durée d'autonomie jusqu'à 10 heures.

Plage de correction : disque de 18 lentilles allant de -20 D à + 20 D.

Ensemble deux pièces : poignée à piles et tête. Design primé, qualité maximale aux dimensions minimales.