

Sac lien coulissant pour Dasri 20L

Codes :

Reference: 5001



Description :

Garanti par la norme NFX 30-501.

Dimensions, contrôle de l'épaisseur, opacité, tenue aux déchets humides, résistance à la chute, à la déchirure, essais de résistance du lien.

20 litres, 450 x 450 mm, 19 microns. Carton de 500.

Pour un conditionnement sûr pour les déchets mous et non coupants, à risques infectieux.

Existe en 15, 20, 30, 50, 100 et 110 l.

Récupérations de déchets d'activités de soins.

CARACTÉRISTIQUES GARANTIES PAR LA NORME NFX 30-501 :

Dimensions, contrôle de l'épaisseur, opacité, tenue aux déchets humides, résistance à la chute, résistance à la déchirure, essais de résistance du lien.

QUALITÉ :

Flexitène – 100% recyclable (la combustion de nos sacs n'entraîne aucune vapeur nocive ou corrosive mais uniquement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique).

Sac DASRI à liens coulissants Interpack. Sac à déchet médicaux, lien coulissant pour Dasri 20L.