

Ergomètre Axiom

Codes :

Reference: 7690660

[illegible]

Description :

Les sportifs seront séduits par la qualité d'entraînement du vélo d'appartement Axiom qui se compose d'une roue d'inertie de 10 Kg, un freinage électromagnétique précis et rapide, une capacité de puissance hors-norme ainsi que de nombreuses possibilités de réglages, autant d'atouts pour un pédalage performant à domicile.

Son seuil d'enjambement bas, sa selle ergonomique en gel, son pédalier lesté et le guidon multi-position inclinable lui permet de s'adresser au plus grand nombre et d'optimiser votre posture pour un confort optimal.

Le vélo d'appartement Axiom est équipé de roulettes de déplacement à l'avant pour un rangement facilité.

De 25 à 600 Watts, la fonction ergomètre vous permettra de concentrer votre travail sur une zone cible définie selon vos objectifs et d'avoir une meilleure vision de l'intensité de votre effort. Doté d'une entrée USB, vous pourrez enregistrer toutes vos performances et suivre vos progrès grâce au logiciel Worldtour 2.0.

Espace de stockage disponible pour 4 utilisateurs et un invité.

Ordinateur d'entraînement bleu rétro éclairé avec programmes commandés par la fréquence cardiaque et interface USB pour l'utilisation de Kettler World Tours (en option).

Pour la mesure du pouls, l'oreillette est incluse, et la ceinture thoracique en option.

Cadre en tube double.

Poids max. utilisateur : 180 kg.

Résistance maximale de 600 Watts.
Garantie : 3 ans.