

Stepper Montana

Codes :

Reference: 7877000

**Description :**

Entraîne le système cardio-vasculaire et renforce parallèlement la musculature des jambes et des fessiers.

Résistance d'entraînement réglable individuellement sur les vérins hydrauliques.

Ordinateur d'entraînement, disposant de 6 fonctions.

Poignée de forme ergonomique permettant un entraînement en toute sécurité dans différentes positions.

Equipé d'un rebord.

Plateau réglable manuellement en inclinaison et latéralement.

Garantie : 3 ans