

LED Carla Gynécologues, Dermatologues

Codes :

Reference: LEDB0650B

**Description :**

4,2 Watts. 5 500° Kelvin.

Longévité des LEDs : 50 000 heures mini.

Indice Rendu de Couleur (IRC) : 95.

à 30 cm : 8 000 lux, diam. éclairé : 20 cm.

à 50 cm : 3 300 lux, diam. éclairé : 25 cm

à 100 cm : 800 lux, diam. éclairé : 50 cm.

Long. flexible : 650 mm

Options : batterie autonomie 2 heures.

Interrupteur classique.

Fixations en option : pied roulant télescopique, bras mural articulé, équerre murale, étau universel, étau simple.

Coloris : blanc

Garantie : 5 ans.