

Pompe à salive

Codes :

Reference: F6002

**Description :**

Usage unique, non stérile.

PVC non toxique.

Fil métallique permettant une mise en forme précise.

Embout amovible blanc assurant une excellente aspiration sans effet de succion des muqueuses.

Longueur : 15 cm.

Embout fixe ou amovible.

Coloris : blanc, transparent, bleu opaque, bleu transparent, vert opaque, vert transparent, rouge.

Le sachet de 100 pompes à salive.

Par défaut le coloris livré est blanc, autres coloris nous contacter.