

# Modèle M3 Brassard souple adulte : 22 à 32 cm

**Codes :**

Reference: OM3

**Description :**

Tensiomètre au bras.

Technologie Intellisense.

Icône d'installation correcte du brassard.

Ecran large avec affichage simultané : Diastole, Systole, Pouls.

Indicateur d'hypertension.

2 x 60 mémoires horodatées avec moyenne de 3 mesures.

Fourni avec trousse et piles.

Validation ESH.

Garantie : 3 ans.

Modèle M3 Brassard souple adulte : 22 à 32 cm.

