

Collecteurs Premium 8L

Codes :

Reference: ST03858

**Description :**

Boîte composée d'une cuve en PP, d'un couvercle et d'une trappe à ouverture/ fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable.

Le couvercle est équipé d'un système anti-reflux ; il possède une large ouverture (environ 140 x 35 mm), un évidement en arc pour passer les objets d'un diamètre d'environ 50 mm et des opercules de désolidarisation d'aiguilles.

Fabrication et norme française.

Collecteur 8 l. Dim. : 195 x 135 x 400 mm