

Collecteurs Essentia 1,8L

Codes :

Reference: ST07001



Description :

Boîte en PP composée d'une cuve, d'un couvercle et d'une trappe ouverture/fermeture mono-manuelle provisoire et définitive avec système inviolable.

Le couvercle est équipé d'un système anti-reflux ; il possède une large ouverture ovale (environ 90 x 45 mm) et des opercules de désolidarisation d'aiguilles.

Fabrication et norme française.

Collecteur 1,8 l. Dim. : 195 x 135 x 140 mm