

Péricalm™ Neen

Codes :

Reference: 091253715



Description :

Avantages:

- Système de verrouillage pour une utilisation en toute sécurité à domicile par le patient
- Programmes pré-enregistré et personnalisables
- S'utilise avec la sonde vaginale Periform® et la sonde Anale ou vaginal Anuform® ou avec des électrodes (non incluses)
- Le stimulateur pelvien est livré avec une pile, deux câbles, un manuel d'utilisation et une valise de transport

Programmes:

Travail du plancher pelvien

Programmes préenregistrés pour une application dans le traitement de :

- L'impériosité urinaire ou vessie hyperactive
- L'incontinence d'effort
- La douleur pelvienne
- L'incontinence mixte
- 3 programmes personnalisables pour modifier les paramètres et correspondre au patient

Caractéristiques techniques :

-
- Type Courant continu
 - Amplitude 0-90mA
 - Courant asymétrique, rectangulaire bi-phasique avec un courant continu
 - Largeur de pulsation 50µS-450µS
 - Taux de pulsation 2-100Hz
 - Durée 5-60min (programmes personnalisés seulement)
 - Temps de montée 0,2-9,9sec

Stimulateur pelvien avec écran digital. Il est idéal pour les traitements à domicile et en clinique.