

Sonde vaginale Periform® + Neen

Codes :

Reference: 091253731



Description :

Pendant plus de 30 ans, Periform® a été la sonde de référence des thérapeutes du monde entier pour

la stimulation du plancher pelvien et le biofeedback. Récemment, Periform® a été revue afin d'améliorer encore plus ses performances exceptionnelles, tout en gardant sa forme unique. Peut être utilisée avec la plupart des stimulateurs musculaires et les équipements de biofeedback (se référer

aux instructions du fabricant avec l'utilisation)

Usage à patient unique

Inox médical

Section 'rectangulaire' unique qui résiste au mouvement latéral

Électrodes profilées pour une stimulation confortable

Forme lisse simple à nettoyer

Fiches femelles intégrées plus longues de 12cm !

Indicateur de contractions du plancher pelvien (tige) avec pièces d'extension

Contient du nickel (risque d'allergie)

Indicateur tige unique

- véritable aide visuelle. Permet d'apprendre à la patiente à correctement réaliser les exercices du plancher pelvien

- Nouvel indicateur de contractions du plancher pelvien

- Pièces d'extension qui amplifient les mouvements du plancher pelvien et permettent ainsi un meilleur retour visuel

- Puissance du périnée démontrée (disparition de l'incontinence d'effort)

- Apporte une information vitale sur l'efficacité de la stimulation du périnée